

(別紙)

サンプリング評価実施要領

サージカルリネン類を実際の手術に使用し、病院職員による評価を実施する。
入札参加希望者は、サンプル品を提出すること。
また、使用済のサージカルリネン類を一時保管するための備品を準備すること。
サンプル品と使用方法の説明及び立会等に対応すること。(必要時に連絡します。)

サンプル品の搬入日時 令和7年8月1日(金) 午前9時から午前11時の間

サンプル品の内容 別紙 サージカルリネン類

サンプル品数 穴開ドレープパック 3パック

上肢穴開パック 3パック

単包 撥水四角巾120×90 20枚

単包 開脚位ドレープ 3枚

実施方法

1. 中央手術室においてサンプリングを実施。
2. 病院職員による評価の実施。
3. サンプリング評価結果を取り纏め、入札参加資格を判定する。

サンプリング終了後、使用済のサージカルリネン類を回収すること。(終了次第連絡します。)